



---

Prod. Estera

## ET-01S

Tavolo ad elevazione elettrica con pianale per 1 strumento e colonna laterale. E' un tavolo molto robusto con un sistema di sollevamento fluido e potente.

- Pianale incluso
- Base stabile
- Colonna laterale
- Pannello comandi per su/giu
- Piedini regolabili
- Prese per strumenti incluse
- Posizionamento dello strumento preciso davanti al paziente



### Scheda tecnica

**ALTEZZA:** 64 cm - 89 cm

**ESCURSIONE:** 25 cm

**LARGHEZZA PIANALE:** 64 cm

**PROFONDITA PIANALE:** 40 cm

**CAPACITA DI CARICO:** 60 kg

**ALIMENTAZIONE:** 220-240 V / 50-60 Hz

**PRESA AUSILIARIA:** Max 200 W

---